



 **biomag**[®]

**TERAPIA
DLA ZWIERZĄT
MAŁYCH I DUŻYCH**

PRZEWODNIK PO TERAPII PULSACYJNEJ 3D



Biomag należy do czołówki europejskich producentów sprzętu do fizykoterapii. Od 27 lat w 30 krajach świata ułatwia pracę lekarzom weterynarii, oferując im skuteczną, opatentowaną metodę terapeutyczną.


Opracowana przez specjalistów Biomag Terapia Pulsacyjna 3D ma szerokie zastosowanie we wspieraniu leczenia i profilaktyce wielu chorób i dolegliwości, a także w regeneracji organizmu, minimalizowaniu stresu czy stymulacji licznych procesów życiowych, co ważne zwłaszcza w przypadku zwierząt sportowych.

Zarazem Biomag to coś więcej niż najwyższej jakości urządzenia. Naszym klientom oferujemy wiele możliwości współpracy – zarówno w ramach terapii ludzi, jak i zwierząt. Prowadzisz lecznicę weterynaryjną? Opiekujesz się lub pracujesz ze zwierzętami? Wypróbuj terapię Biomag i zostań naszym partnerem.

BIOTRANSMISJA

Impulsy oddziałują na ładunki elektryczne jonów w komórkach organizmu, poprawiając przepuszczalność błony komórkowej.

Pole generowane przez urządzenia Biomag działa dwutorowo



MIKROKRĄŻENIE

Impulsy regulują napięcie mięśniowe naczyń, rozszerzając je, oddziałują też na czerwone krwinki, usprawniając ich ruch w naczyniach.




METABOLIZM

Lepsza przepustowość błon to sprawniejszy metabolizm – lepiej dotlenione komórki i skuteczniejsze wydalanie z organizmu kwaśnych produktów przemiany materii, odpowiedzialnych za ból mięśni oraz przewlekłe stany zapalne

JAK TO DZIAŁA?

WIELOKIERUNKOWE EFEKTY



PRZECIWBÓLOWY
PRZECIWZAPALNY
PRZECIWBRZĘKOWY
MIORELAKSACYJNY
WAZODYLATACYJNY
DETOKSYKACYJNY

KONKRETNE KORZYŚCI Z TERAPII

WZMACNIA KOŚCI
REGENERUJE CHRZĄSTKĘ I STAWY
PRZYSPIESZA GOJENIE
USPRAWNIA TRAWIENIE, ŁAGODZI KOLKI
WSPOMAGA PRACĘ UKŁADU KRĄŻENIA




CO NAS WYRÓŻNIA?

Na czym polega przewaga Terapii Pulsacyjnej 3D Biomag nad innymi formami rehabilitacji?

KSZTAŁT IMPULSU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Wśród parametrów, które decydują o leczniczych właściwościach pola magnetycznego, duże znaczenie ma kształt impulsu elektromagnetycznego. Im szerszy zakres kształtów, im większa ich precyzja, tym skuteczniejsza jest terapia. Urządzenia Biomag bez trudu generują aż cztery kształty fal – poza najprostszymi, igłą i prostokątem, także sinusoidy i trójkąty. Robią to zarazem z wielką precyzją, dostosowując fale do rodzaju schorzenia.



TECHNOLOGIA 3D

Biomag opatentował technologię umożliwiającą dokładne kierowanie impulsów pola magnetycznego w dowolny punkt ciała z różnych kierunków. Generator pola tworzy impulsy magnetyczne o precyzyjnie określonym kształcie, a wieloczęściowe aplikatory za pomocą modułów, z których są zbudowane, wysyłają na zmianę, z różnych stron, impulsy w kierunku tkanek poddawanych rehabilitacji.



Ponad 30 krajów, tysiące zadowolonych i wdzięcznych Klientów, technologia, która rewolucjonizuje terapię – dokonaliśmy już wiele, wyznaczamy kierunki rozwoju branży, ale dużo jeszcze przed nami.

należymy do czołówki producentów sprzętu do fizykoterapii w Europie sprzedajemy swoje urządzenia w 30 krajach posiadamy najszerszą ofertę aplikatorów na rynku opatentowaliśmy technologię impulsów 3D



ZYSKAJ WSPARCIE W LECZENIU WIELU DOLEGLIWOŚCI

Detoksykacja
organizmu

Stany
pooperacyjne

Schorzenia
ginekologiczne

Zapalenia dróg
moczowych

Kontuzje
i nadwyrężenia

Zaburzenia
motoryki ruchu

Degeneracyjne i zapalne
uszkodzenia narządów
ruchu

Ostre i przewlekłe
zapalenia ścięgien



Trudno gojące się rany

Obrzęki

Stres

Bóle

Zapalenia
dziąseł

Schorzenia
układu
oddechowego

Choroby
skóry

Zwyrodnienia
kręgosłupa i stawów

Urazy stawów i mięśni

Osłabienie sprawności

Zaburzenia perystaltyki
przewodu pokarmowego



1

UŚMIERZANIE **BÓLU**

6-10Hz

60 min

Program stworzony z myślą o **łagodzeniu ostrego i chronicznego bólu** u zwierząt. Zastosuj go na samym początku leczenia, a po ustąpieniu bólu używaj zamiennie i w połączeniu z innymi programami. **Skuteczne działanie przeciwbólowe** to jedna z najważniejszych zalet terapii.



2

DYSPLAZJA STAWÓW

5-25 Hz

30 min

Program uruchamia kolejno częstotliwości o działaniu przeciwbólowym, wazodylatacyjnym i regeneracyjnym. Wpływa to pozytywnie na leczenie dysplazji stawów u zwierząt, **wspomagając gojenie i regenerację uszkodzonych tkanek.**





3

PRZYWRACANIE RUCHOMOŚCI STAWOM

5-25 Hz

30 min

Program wykorzystujący głównie częstotliwości spazmolityczne, wazodylatacyjne i przeciwozrękowe. **Przyspiesza gojenie** uszkodzonych stawów w początkowej fazie leczenia. W fazie doleczenia stosuj zamienne z programem „Wspomaganie gojenia po operacji”, aby stopniowo poprawić ruchomość stawu.



4


GOJENIE RAN

15-25 Hz

30 min

Program z przewagą częstotliwości wazodylatacyjnych prowadzi do **poprawy mikrokrążenia w tkankach** uszkodzonych i dotkniętych zapaleniem. Przyspiesza wydalanie kwaśnych metabolitów i usprawnia dopływ natlenowanej krwi oraz substancji odżywczych. **Ułatwia gojenie i przywraca tkankom normalne funkcje.**





5

KOLKA U DUŻYCH ZWIERZĄT

5-25 Hz

60 min

Program przeznaczony do **łagodzenia bólu, likwidacji skurczy, wzdęć, bólu kolkowego** w układzie trawiennym i moczowym oraz do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania jelit. Po usunięciu ostrego bólu stosuj program zamiennie z innymi programami stymulacyjnymi.



6

REGENERACJA

15-25 Hz

30 min

Program z przewagą częstotliwości wazodylatacyjnych i przeciwobrzękowych **przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku**. Stosowany łącznie z programem „Wspomaganie gojenia po operacjach”, **zapewnia pełną i skuteczną regenerację organizmu**.



PROGRAMY

WYKORZYSTAJ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

Masz do dyspozycji 16 skutecznych programów terapeutycznych, opracowanych we współpracy z lekarzami weterynarii



PRZECIWSKAZANIA:

cięża, stany krwotoczne, nowotwory, ciężkie stany posocznicowe, stany gorączkowe, gruźlica aktywna, choroby mykotyczne w miejscu zastosowania, nerwice napadowe, nadczynność tarczycy, bóle nieznanego pochodzenia, nieokreślona diagnoza i rozbieżność z ustaloną przez lekarza procedurą leczenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

**Oferujemy wiele możliwości,
zadzwoń i wykorzystaj szansę!**

Masz własny gabinet weterynaryjny lub
gabinet rehabilitacyjny dla zwierząt?

WŁĄCZ NASZĄ TERAPIĘ DO SWOJEJ OFERTY

Szukasz dodatkowego źródła dochodów?

**ZARABIAJ Z BIOMAG!
ZOSTAŃ PRZEDSTAWICIELEM, ZARABIAJ
NA ZABIEGACH, PROMUJ MARKĘ.**

Chcesz zarabiać na rekomendacjach?

**ZOSTAŃ NASZYM REKOMENDEREM,
WYKORZYSTAJ SWOJE ZNAJMOŚCI
I WSPIERAJ BIOMAG.**

Skontaktuj się z nami:
Biomag Poland Sp. z o.o.
Ul. Kościuszkowców 21
04-570 Warszawa

**22 636 08 71
514 618 608**

**biuro@biomag.pl
www.biomagvet.pl**



ZESTAWY


DOKŁADNIE TO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Wybierz zestaw, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom.
Jeśli chcesz skompletować własny, stworzymy go dla Ciebie.


BIOMAG LUMIN VET COMFORT (dla dużych zwierząt)




Generator Biomag® Lumina VET CLINIC z baterią 3/1 i kablem zasilającym 3 m, programy rotacyjne 15 x 3D.



Aplikator AL16-LUM ze światłem spolaryzowanym 16mT + kabel 285 cm.



Aplikator AL64 z guzikami 2mT Dwuczęściowy, z możliwością przymocowania uchwytów.



Aplikator AL135-2C sześcioczęściowy 2mT z pasami mocującymi PL1 i PL1-P.



AL64

AL135-2C

AL16



Pas mocujący PL5 (20 cm) do generatora
Pas mocujący PL5 (39 cm) do generatora
Futerak PL3-P do aplikatora AL16-LUM
Pasy mocujące PL1-P (68 cm) – 2 pary
Pas specjalny PL1 (70 cm)
Pas specjalny PL1-P (107 cm) – 2 pary
Pas PL7 łączący AL135-2C z AL64
COMBI pasek
L3 torba przenośna
L6 torba przenośna
Instrukcja obsługi Lumina VET PL
Tester

Zestaw Biomag Lumina VET VS




Generator Biomag® Lumina VET CLINIC
z baterią 3/1 i kablem zasilającym 3 m,
programy rotacyjne 15 x 3D.



Pas mocujący PL5 (20 cm) do generatora (z guzikiem)
Pasek mocujący PL6 – 2 pary
L3 torba przenośna
Instrukcja obsługi Lumina VET PL
Tester




Aplikator AL135-2C sześcioczęściowy
2mT z pascami mocującymi PL1 i PL1-P.



Zestaw Biomag Lumina VET XS



Generator Biomag® Lumina VET CLINIC
z baterią 3/1 i kablem zasilającym 3 m,
programy rotacyjne 15 x 3D.



Aplikator AL64 z guzikami 2mT
Dwuczęściowy, z możliwością
przymocowania uchwytów.



Pas mocujący PL5 (20 cm) do generatora (z guzikiem)
L6 torba przenośna
Instrukcja obsługi Lumina VET PL
Tester



Twórz z nami **ZDROWĄ PRZYSZŁOŚĆ**,
skutecznie dbaj o **ZDROWIE ZWIERZĄT**,
BUDUJ SWÓJ BIZNES z Biomag Poland.

Skontaktuj się z nami:



www.biomag.pl

